






OASIS PLUGS

Bild	Bezeichnung	Beschreibung	Grösse	Referenzen
	FormFit Hydrogel Intracanalicular Plug	Eine Grösse, eine Lösung - der FormFit Plug passt sich durch Hydratation dem Tränenkanal an. Vorgeladen. Lässt sich durch Spülen einfach entfernen. Box à 2 oder 10 Plugs. (2-er Box mit der Endung „T“)	<ul style="list-style-type: none"> • one size • one size 	<ul style="list-style-type: none"> • 6303 (10 Stk) • 6303T (2 Stk)
	Soft Plug Extended Duration Plugs	Absorbierbar, bis zu 3 Monate wirksam. Ideal für trockene Augen nach operativen Eingriffen. Box à 20 oder 40 Plugs. (20-er Box mit der Endung „-A“)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.3mm • 0.3mm • 0.4mm • 0.4mm • 0.5mm • 0.5mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 6403 • 6403A • 6404 • 6404A • 6405 • 6405A
	Soft Plug Extended Duration Plugs up to 90 days	Absorbierbar, bis zu 6 Monate wirksam. Ideal für trockene Augen nach operativen Eingriffen. Box à 20 oder 40 Plugs. (20-er Box mit der Endung „-A“)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.3mm • 0.3mm • 0.4mm • 0.4mm • 0.5mm • 0.5mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 6203 • 6203A • 6204 • 6204A • 6205 • 6205A
	Soft Plug Silicone Punctum Plugs	Weiches Silikon mit optimalem Design für festen Sitz. Vorgeladen. Box à 2, oder 6 Plugs. (6-er Box mit der Endung „-D“)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.4mm • 0.4mm • 0.5mm • 0.5mm • 0.6mm • 0.6mm • 0.7mm • 0.7mm • 0.8mm • 0.8mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 6610 • 6610-D • 6611 • 6611-D • 6612 • 6612-D • 6613 • 6613-D • 6614 • 6614-D
	Soft Plug Flow Control Plugs	Der Plug für den teilweisen Verschluss des Tränenkanals. Box à 2 Stück.	<ul style="list-style-type: none"> • 0.6mm • 0.7mm • 0.8mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 6612-FC • 6613-FC • 6614-FC